

Fiche Produit

Prothèse de hanche

L'esprit de synthèse[®]



COTYLE TYPE MULLER

cotyle à cimenter

Indications

Arthroplastie de cotyle cimentée de première intention ou de reprise.

Principes

- Cotyle hémisphérique en polyéthylène à cimenter pour tête de diamètre 28mm.
- Surface extérieure à rainures bidirectionnelles pour un bon ancrage dans le ciment.
- Repérage radiologique par un fil métallique équatorial.

Caractéristiques

La gamme est constituée de 8 cotyles de diamètre croissant de 44mm à 58mm avec un pas de 2mm.

La surface extérieure du cotyle est rainurée dans les 2 directions circonférentielle et tangentielle pour renforcer son interface avec le ciment.

La surface intérieure est constituée de la demi-sphère de frottement diamètre 28mm prolongée d'un chanfrein de sortie à 45°.

Elle ne possède donc pas de caractère rétentif vis-à-vis de la tête prothétique mais permet un débattement du col maximal avant effet came.

Matériaux

- Cotyle en polyéthylène à très haut poids moléculaire (ISO 5834-1 et 5834-2).
- Fil de repérage radiologique en acier inoxydable 316L (ISO 5832-1).

Références des implants

Cotyles pour tête 28mm

Diamètre extérieur	44	46	48	50	52	54	56	58
Référence	02571	02572	02573	02574	02578	02575	02577	02576

Référence ancillaire : A35959

COTYLE TYPE MULLER



Aston Médical – Saint Etienne – France – Tél 33 (0)4 77 93 00 04 – Fax 33 (0)4 77 74 35 93
Z.I. Montreynaud – 19, rue V. Grignard 42026 Saint-Etienne Cedex 1 – France

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit. Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.



D02130