


Fiche Produit

Prothèse de Hanche

L'esprit de synthèse®



# TETES FEMORALES

Cône 6°-10/12

# TETES FEMORALES

## Cône 6°-10/12

### Indications :

Têtes **cône 6° - 10/12** (SpD<sub>1</sub> = 10,37) pour tiges fémorales ASTON.

### Matériaux :

- Acier inoxydable 316L (ISO 5832-1)
- Céramique d'alumine pure selon spécifications CeramTec
- Céramique composite selon spécifications CeramTec

### Références des implants :

#### Têtes en inox diamètre 22,2 mm

Longueur de col	Col court - 2 mm	Col moyen 0	Col long + 2 mm	Col extra-long + 4 mm
Référence	80221040	80222040	80223040	20224040

#### Têtes en inox diamètre 28 mm

Longueur de col	Col court - 3,5 mm	Col moyen 0	Col long + 3,5 mm	Col extra-long + 7 mm
Référence	80281040	80282040	80283040	20284040

#### Têtes en céramique d'alumine Biolox® forte diamètre 28 mm

Longueur de col	Col court - 3,5 mm	Col moyen 0	Col long + 3,5 mm
Référence	80281060	80282060	80283060

#### Têtes en céramique composite Biolox® delta diamètre 32 mm

Longueur de col	Col court - 3,5 mm = S	Col moyen 0 = M	Col long + 3,5 mm = L
Référence	38497179245	38497179255	38497179265

#### Têtes en céramique composite Biolox® delta diamètre 36 mm

Longueur de col	Col court - 3,5 mm = S	Col moyen 0 = M	Col long + 3,5 mm = L
Référence	38497179375	38497179385	38497179395

Fabricant :  
CeramTec AG  
Fabrikstraße 23-29  
D-73207 Plochingen

# TETES FEMORALES

Aston Medical - Saint Etienne - France - Tél 33 (0)4 77 93 00 04 - Fax 33 (0)4 77 74 35 93  
Z.I. Montreynaud - 19, rue Victor Grignard 42026 Saint Etienne Cedex 1 - France

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit.  
Les conditions d'utilisation de l'implant sont formulées dans la notice d'instructions.

